


ロータリーエバポレーター用
PTFEサンプル管アダプター
【差し込み式】




ロータリーエバポレーター用
PTFEバイアル瓶アダプター
【ねじ口式】



マニフォールド”接続応用例

www.iLW.co.jp

ロータリーエバポレーター用【ねじ口式】PTFEバイアル瓶アダプター



バイアル瓶、ねじ口瓶、スクリュウ管のねじ口をバイアル瓶アダプターのネジ部に取り付けます。
 バイアル瓶アダプターのテーパジョイント部をロータリーエバポレーター用トラップのオスジョイントに接続して使用します。
 ※ 各メーカーによりバイアル瓶の呼称が異なりますのでご注意ください。

（株）マルエム対応 バイアル瓶アダプター

製品コード	型番	口径	全長	価格(¥)
10-10-31	TFVA-MM02	15/25	55mm	8,600
10-10-36	TFVA-MM10	15/25	50mm	8,600
10-10-32	TFVA-MM23	15/25	50mm	8,600
10-10-33	TFVA-MM56	15/25	50mm	8,800
10-10-34	TFVA-MM78	29/42	72mm	15,800

※ Oリング：フッ素ゴム
 ※ 対応するアダプターを裏面の「（株）マルエム対応バイアル瓶アダプター対応表」よりお選び下さい。

日電理化硝子（株）対応 バイアル瓶アダプター

製品コード	型番	口径	全長	価格(¥)
10-10-25	TFVA-13	15/25	50mm	8,600
10-10-26	TFVA-16	15/25	50mm	8,600
10-10-27	TFVA-20	15/25	50mm	8,800
10-10-28	TFVA-22	15/25	50mm	8,800
10-10-29	TFVA-36	29/42	72mm	15,800


※ Oリング：フッ素ゴム
 ※ 対応するアダプターを裏面の「日電理化硝子（株）対応バイアル瓶アダプター対応表」よりお選び下さい。

バイアル瓶アダプター用 Oリング (10個入) 材質：フッ素ゴム

製品コード	型番	対応アダプター	価格(¥)	製品コード	型番	対応アダプター	価格(¥)
10-10-40	TFVA-13-O	TFVA-13	3,000	10-10-45	TFVA-MM02-O	TFVA-MM02	3,000
10-10-41	TFVA-16-O	TFVA-16	3,000	10-10-47	TFVA-MM10-O	TFVA-MM10	3,000
10-10-42	TFVA-20-O	TFVA-20	3,000	10-10-48	TFVA-MM23-O	TFVA-MM23	3,000
10-10-43	TFVA-22-O	TFVA-22	3,000	10-10-49	TFVA-MM56-O	TFVA-MM56	3,000
10-10-44	TFVA-36-O	TFVA-36	3,000	10-10-50	TFVA-MM78-O	TFVA-MM78	3,000

※ バイアル瓶、サンプル管類は、真空強度を保证するものではありません。安全確保のためユーザー様にてご判断下さい。

ロータリーエバポレーター用【差し込み式】PTFEサンプル管アダプター



サンプル管アダプターのOリング接続部をサンプル管に差し込み取り付けます。
 サンプル管アダプターのテーパジョイント部をロータリーエバポレーター用トラップのオスジョイントに接続して使用します。
 ※ 各メーカーによりサンプル管の呼称が異なりますのでご注意ください。

サンプル管アダプター（差し込みタイプ）

製品コード	型番	口径	L	価格(¥)
10-10-62	TFSA-M2	15/25	40mm	4,800
10-10-63	TFSA-M3	15/25	40mm	5,000
10-10-64	TFSA-M4	15/25	40mm	5,300
10-10-65	TFSA-M5	15/25	40mm	5,600

※ Oリング：フッ素ゴム
 ※ 対応するアダプターを、右表の「サンプル管アダプター 対応表」よりお選び下さい。

サンプル管アダプター用 Oリング（10個入）

製品コード	型番	対応アダプター	価格(¥)
10-10-72	TFSA-M2-O	TFSA-M2	3,000
10-10-73	TFSA-M3-O	TFSA-M3	3,000
10-10-74	TFSA-M4-O	TFSA-M4	3,000
10-10-75	TFSA-M5-O	TFSA-M5	3,000

材質：フッ素ゴム

◎ サンプル管アダプター対応表

10-10-62 TFSA-M2 摺合 口径 15/25			
会社名	品名	瓶型番	容量
株式会社マルエム	サンプル管	NO.2	5ml
10-10-63 TFSA-M3 摺合 口径 15/25			
会社名	品名	瓶型番	容量
株式会社マルエム	サンプル管	NO.3	10ml
10-10-64 TFSA-M4 摺合 口径 15/25			
会社名	品名	瓶型番	容量
株式会社マルエム	サンプル管	NO.4	14ml
株式会社マルエム	サンプル管	NO.5	20ml
日電理化硝子株式会社	サンプル瓶<PS>	NEG PS-10A	10ml
日電理化硝子株式会社	サンプル瓶<PS>	NEG PS-15A	15ml
10-10-65 TFSA-M5 摺合 口径 15/25			
会社名	品名	瓶型番	容量
株式会社マルエム	サンプル管	NO.6	30ml
日電理化硝子株式会社	サンプル瓶<PS>	NEG PS-30A	30ml

※ バイアル瓶、サンプル管類は、真空強度を保証するものではありません。安全確保のためユーザー様にてご判断下さい。

◎ 鋼マルエム対応バイアル瓶アダプター 対応表

10-10-31 TFVA-MM02 摺合 15/25

品名	規格	容量
スクリュー管	NO.02	2.0ml

10-10-36 TFVA-MM10 摺合 15/25

品名	規格	容量
スクリュー管	NO.01	3.5ml
スクリュー管	NO.1	4.0ml
マイティーバイアル	NO.01	4.0ml
マイティーバイアル	NO.1	5.0ml

10-10-32 TFVA-MM23 摺合 15/25

品名	規格	容量
スクリュー管	NO.2	6ml
スクリュー管	NO.3	9ml
スクリュー管	NO.3L	10ml
マイティーバイアル	NO.2	6ml
マイティーバイアル	NO.3	10ml
シリンジバイアル	CV-2	6ml
シリンジバイアル	CV-3	10ml

10-10-33 TFVA-MM56 摺合 15/25

品名	規格	容量
スクリュー管	NO.4	13.5ml
スクリュー管	NO.5	20ml
スクリュー管	NO.6	30ml
マイティーバイアル	NO.4	13ml
マイティーバイアル	NO.5	19ml
マイティーバイアル	NO.6	28ml
シリンジバイアル	CV-4	13ml
シリンジバイアル	CV-5	19ml
シリンジバイアル	CV-6	28ml

10-10-34 TFVA-MM78 摺合 29/42

品名	規格	容量
スクリュー管	NO.7	50ml
スクリュー管	NO.7L	60ml
スクリュー管	NO.8	110ml
マイティーバイアル	NO.7	50ml
マイティーバイアル	NO.8	110ml

◎ 日電理化硝子株式会社対応バイアル瓶アダプター 対応表

10-10-25 TFVA-13 摺合 15/25

品名	規格	容量
NEG ねじ口瓶	S-08	2ml
NEG ねじ口瓶	S-09A	2ml
NEG ねじ口瓶	S-09B	3ml
NEG ねじ口瓶	S-1	4ml
NEG ねじ口瓶	S-2	5ml
NEG シリンジバイアル	SY-08	2ml
NEG シリンジバイアル	SY-09	3ml
NEG シリンジバイアル	SY-1	4ml
NEG シリンジバイアル	SY-2	5ml
NEG ミニバイアル	MV-08	2ml
NEG ミニバイアル	MV-09	3ml
NEG ミニバイアル	MV-1	3ml
NEG ミニバイアル	MV-2	4ml

10-10-26 TFVA-16 摺合 15/25

品名	規格	容量
NEG ねじ口瓶	S-3	10ml
NEG ねじ口瓶	S-5	12ml
NEG ねじ口瓶	SV-5	5ml
NEG ねじ口瓶	SV-8	8ml
NEG シリンジバイアル	SY-3	10ml
NEG シリンジバイアル	SY-5	12ml

10-10-27 TFVA-20 摺合 15/25

品名	規格	容量
NEG ねじ口瓶	SV-10	10ml
NEG ねじ口瓶	SV-15	15ml

10-10-28 TFVA-22 摺合 15/25

品名	規格	容量
NEG ねじ口瓶	SV-20	20ml

10-10-29 TFVA-36 摺合 29/42

品名	規格	容量
NEG ねじ口瓶	SV-50A	50ml
NEG ねじ口瓶	SV-100	100ml

※ バイアル瓶、サンプル管類は、真空強度を保証するものではありません。安全確保のためユーザー様にてご判断下さい。

お手持ちのバイアル瓶・サンプル管に合ったPTFEアダプターも製作致します。

カタログに掲載のないバイアル瓶・サンプル管用、他メーカーのバイアル瓶・サンプル管用のPTFEアダプターも製作していますので、弊社までお問い合わせ下さい。

※価格・納期の点で対応できない場合も御座います。



注) この印刷物に掲載する商品の価格には、消費税は含まれていません。

注) この印刷物に掲載する商品の価格、仕様は、予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。

■ お問い合わせはこちら...



株式会社石井理化機器製作所

大阪府吹田市南高浜町16番29号 〒564-0025
 TEL : 06-6382-4752 FAX : 06-6382-6246
 E-mail : info@ilw.co.jp
 HP : http://www.ilw.co.jp/